



# Bedienungsanleitung

Januar 2009

Biometra GmbH  
Rudolf-Wissell-Str. 30  
D-37079 Göttingen  
Tel.: +49 551-50686-0  
Fax: +49 551-50686-66  
email: [info@biometra.com](mailto:info@biometra.com)  
Internet: <http://www.biometra.com>

**Serviceabteilung**  
Rudolf-Wissell-Strasse 14-16  
D-37079 Göttingen  
Tel.: +49 551-50881-10/12  
Fax: +49 551-50881-11  
email: [service@biometra.com](mailto:service@biometra.com)

# 1 Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Inhaltsverzeichnis.....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Einleitung .....</b>	<b>4</b>
2.1	TProfessional Manager .....	4
<b>3</b>	<b>Einrichten des Netzwerks .....</b>	<b>4</b>
3.1	Lieferumfang .....	4
3.2	Notwendige Komponenten .....	4
3.3	Verbinden der TProfessional Thermocycler mit dem PC .....	4
3.4	Installation der TProfessional Manager Software.....	5
<b>4</b>	<b>Die TProfessional Manager Bedienoberfläche.....</b>	<b>6</b>
4.1	TProfessional Manager Menüfeld .....	7
4.1.1	File Menü.....	7
4.1.2	Setup Menü .....	7
4.1.3	Configuration Menü .....	7
4.1.4	View Menü.....	8
4.1.5	Help Menü .....	8
4.2	Cycler Manager Fenster.....	8
4.3	Cycler View Fenster .....	9
<b>5</b>	<b>Ansteuern von TProfessional Thermocyclern .....</b>	<b>11</b>
5.1	Einrichtung serieller Schnittstellen .....	11
5.2	Verbindung zu TProfessional Thermocyclern herstellen.....	12
5.3	Verbindung zu TProfessional Thermocyclern trennen .....	14
<b>6</b>	<b>Bedienung des TProfessional Managers.....</b>	<b>15</b>
6.1	Startfenster.....	15
6.1.1	Programm auf dem PC öffnen.....	15
6.1.2	Neues Programm anlegen .....	16
6.2	Log-in Menü .....	17
6.3	Starten von Programmen .....	19
6.3.1	Aufzeichnen von detaillierten Logfiles .....	20
6.4	Beenden von Programmen .....	21
6.5	Speichern von Programmen.....	22
6.5.1	Speichern von Programmen auf dem PC.....	22
6.5.2	Speichern von Programmen auf Thermocyclern.....	23
6.6	Öffnen von Verzeichnissen .....	24
6.6.1	Öffnen des PC Verzeichnisses.....	24
6.6.2	Öffnen eines Verzeichnisses auf einem TProfessional Thermocycler .....	25
6.7	Kopieren von Verzeichnissen.....	26
6.7.1	Kopieren von Verzeichnissen von einem Thermocycler auf den PC.....	26
6.7.2	Kopieren von Verzeichnissen vom PC auf Thermocycler .....	27
6.8	Erstellen eines Service Info Files .....	29
6.9	Spracheinstellung.....	31
6.10	Supervisor System Menü .....	31
6.10.1	User PIN ändern.....	32
6.10.2	Supervisor PIN ändern .....	33
6.10.3	Image File erstellen .....	34
6.10.4	Image auf Cycler schreiben.....	35
<b>7</b>	<b>Fehlerbehebung.....</b>	<b>36</b>
7.1	Belegung der seriellen Schnittstellen am Computer auslesen .....	36
7.2	Fehlercode 782 .....	39
7.3	Meldung: „Cycler on COM Port not available!“ .....	39

<b>8</b>	<b>Biometra Shared Ordner .....</b>	<b>41</b>
8.1	Aufspielen des gesamten Ordners mit allen Programmen .....	41
8.2	Aufspielen ausgewählter Programme.....	42
<b>9</b>	<b>Auswertung von detaillierten Logfiles.....</b>	<b>42</b>
<b>10</b>	<b>Stichwortverzeichnis.....</b>	<b>45</b>

## 2 Einleitung

Mit der TProfessional Manager Software verfolgt Biometra die Idee, den Aufbau eines leistungsfähigen Netzwerkes von TProfessional Thermocyclern zu ermöglichen. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde eine leistungsfähige Steuerungssoftware konzipiert, die das Konzept der Programmierung von Thermocyclern der TProfessional Produktlinie integriert. Das Ergebnis ist eine einfach zu bedienende Software mit übersichtlicher Bedienoberfläche.

### 2.1 TProfessional Manager

Der Biometra TProfessional Manager ist eine PC-Software, mit der bis zu maximal 5 Thermocycler der TProfessional Linie in einem Netzwerk verbunden und gesteuert werden können. Mit der Software lassen sich Programme erstellen, verändern und speichern, sowie Benutzerverzeichnisse und Programme zwischen dem PC und den TProfessional Thermocyclern austauschen. Die Bedienung des TProfessional Managers basiert dabei auf der bewährten intuitiven Programmieroberfläche der Thermocycler mit der Möglichkeit zur tabellarischen oder graphischen Programmierung. Darüber hinaus lassen sich mit der Software zur Dokumentation von PCR-Läufen detaillierte Logfiles mit Temperaturdaten und Service Info Files erstellen.

## 3 Einrichten des Netzwerks

### 3.1 Lieferumfang

- 1) Software TProfessional Manager und Lizenzfile
- 2) Bedienungsanleitung

### 3.2 Notwendige Komponenten

Zur Einrichtung eines Netzwerks sind folgende Komponenten erforderlich:

- 1) Bis zu 5 TProfessional Thermocycler
- 2) Bis zu 5 Nullmodemkabel mit Modus „full handshaking“ bis max. 15 m Länge
- 3) Bis zu 5 serielle Schnittstellen (COM-Ports)
- 4) PC mit Windows™ XP Service Pack 2 (SP2) oder Vista Betriebssystem, 512 MB RAM
- 5) Steuerungssoftware TProfessional Manager

### 3.3 Verbinden der TProfessional Thermocycler mit dem PC

Im ersten Schritt muß der Anschluß der TProfessional Thermocycler an den PC über ein serielles Nullmodemkabel mit Modus „full handshaking“ erfolgen. Schließen Sie dazu das Nullmodemkabel an der seriellen R232 Schnittstelle auf der Rückseite des TProfessional Thermocyclers an:


**Hinweis:** Biometra bietet Nullmodemkabel mit Modus „full handshaking“ (Best. Nr. 050-821) an.

Im zweiten Schritt wird die Verbindung zum PC durch Anschluß des Nullmodemkabels am seriellen Ausgang des Computers hergestellt.


**Hinweis:** In Abhängigkeit von der Anzahl der anzuschließenden TProfessional Thermocycler ist eventuell eine Erweiterung der Anzahl der seriellen Schnittstellen am Computer notwendig. Dazu können interne PCI Schnittstellensteckkarten oder externe serielle Hubs verwendet werden. Biometra bietet interne PCI Schnittstellensteckkarten mit 4 Ports und 8 Ports an (Best. Nr. 050-822, 050-823).

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen eine mögliche Konfigurationen eines Netzwerkes mit 5 TProfessional Thermocyclern bei Anschluß über eine interne PCI Schnittstellensteckkarte (A) bzw. über einen externen seriellen Hub (B):

A) Konfiguration eines Netzwerkes mit interner PCI Schnittstellenkarte



B) Konfiguration eines Netzwerkes mit externem seriellen Hub



**Hinweis:** Die Ausgänge eines externen seriellen Hubs sind üblicherweise durchnummeriert (z.B. P1 bis P8). Die Reihenfolge der im System von Windows™ eingetragenen Schnittstellen (Abschnitt 7.1) entspricht der Reihenfolge der seriellen Schnittstellen am Hub. Der Ausgang P1 am Hub entspricht der ersten im Windows™-System eingetragenen seriellen Schnittstelle des externen Hubs.

### 3.4 Installation der TProfessional Manager Software

1. Starten Sie die Datei „SetupTProfManager200.exe“  
Es öffnet sich eine Install Shield Setup Routine,  
die Sie durch den Installationsprozeß führt
2. Wählen Sie eine Setup-Sprache aus

3. Stimmen Sie den Lizenzbedingungen zu
4. Geben Sie Ihren Namen und den Namen Ihres Instituts ein
5. Wählen Sie zwischen vollständiger und benutzerdefinierter Installation
6. Optional: Ändern Sie das Verzeichnis, in dem das Programm installiert werden soll
7. Geben Sie bei benutzerdefinierter Installation an, welche Programmbestandteile Sie installieren wollen. Sie können zwischen folgenden Komponenten auswählen:
  - a) TProfessional Manager Software zur Ansteuerung von Thermocyclern
  - b) Temperature\_profile Excel Datei zur graphischen Darstellung Temperaturdaten aus Detailed Log Files (siehe Abschnitte 6.3.1 und 9)
  - c) BiometraShared Ordner mit vorinstallierten PCR-Programmen (siehe Abschnitt 8)
    - Directories (Verzeichnisse)
    - Programs (einzelne Programme)


Bei vollständiger Installation werden alle Komponenten auf den Computer gespielt.

8. Klicken Sie auf „Installieren“, um die Installation zu starten
9. Kopieren Sie die Datei „TProfManager.license“ in den Ordner, in dem Sie den TProfessional Manager installiert haben. Der Standard-Installationspfad lautet: C:\Programme\Biometra\TProfessionalManager\.

**Hinweis:** TProfessional Manager Software muß durch eine Lizenz aktiviert werden, um sie dauerhaft ohne Einschränkungen einsetzen zu können. Ohne gültige Lizenz können Sie das Programm bis zu 20 Mal verwenden und ohne Einschränkungen testen.

## 4 Die TProfessional Manager Bedienoberfläche

Die Bedienoberfläche des TProfessional Managers ist in drei Bereiche aufgeteilt. Das Menüfeld (1) am oberen Rand des Bildschirms bietet 4 verschiedene Menütasten. Im linken Fenster „Cycler Manager“ (2) sind eine Programmieroberfläche und die Statusanzeige des angesteuerten Thermocyclers untergebracht. Im rechten Fenster „Cycler View“ (3) sind die verfügbaren seriellen Anschlüsse aufgelistet.



## 4.1 TProfessional Manager Menüfeld

Das Menüfeld des TProfessional Managers gliedert sich in die fünf Menüpunkte:

- File
- Setup
- Configuration
- View
- Help

Die Menüpunkte lassen sich durch einen einfachen Mausklick aktivieren, woraufhin die einzelnen Unterpunkte angezeigt werden.

### 4.1.1 File Menü


Das Menü File enthält als Menüpunkt die Option [Exit]. Durch Anklicken von [Exit] wird der TProfessional Manager beendet und das Fenster geschlossen.

### 4.1.2 Setup Menü

Durch Aktivieren des Menüs Setup wird automatisch ein neues Fenster aufgerufen in dem sich die Belegung der seriellen Anschlüsse einstellen lässt (Abschnitt 5.1).

### 4.1.3 Configuration Menü

Nach Aktivierung des Konfigurations Menüs öffnet sich ein Fenster mit einer Abfrage, ob zu jedem Lauf Run-Logfiles automatisch abgepeichert werden sollen.



#### 4.1.4 View Menü


Im Menü Ansicht lässt sich zwischen den beiden Fenstern „Cycler Manager“ und „Cycler View“ wechseln. Das jeweils aktive angezeigte Fenster wird in dem Menü mit einem Häkchen gekennzeichnet.

#### 4.1.5 Help Menü

Unter dem Menü Hilfe erhalten Sie Informationen zur Software durch Anklicken von [Info über Manger] bzw. nützliche Hinweise zur Bedienung des TProfessional Managers durch Anklicken von [Tipps und Tricks].

### 4.2 Cycler Manager Fenster

Im Fenster „Cycler Manager“ ist eine Benutzeroberfläche wie auf den TProfessional Thermocyclern integriert:



Die Menüsteuerung erfolgt dabei grundsätzlich wie in den Handbüchern der TProfessional Linie beschrieben. Anders als an den Thermocyclern lassen sich im TProfessional Manager die vier Menütasten [Login/out], [System], [Block] und [Program] und die kontextsensitiven Menütasten und die [Back] Taste im unteren Bedienfeld durch Mausklicks ansteuern. Darüber hinaus sind die Tasten [Start] und [Stop] zum Starten und Beenden von Programmen anklickbar. Die Navigation im inneren Bedienfeld kann über die Cursortasten und die Return taste auf der PC-Tastatur erfolgen. Zahlen und Buchstaben können über die Tastatur eingegeben werden.



Im unteren Teil des „Cycler Manager“ Fensters befindet sich ein Informationsfeld zum aktuell angezeigten Thermocycler:

A. Anzeige wenn kein Thermocycler verbunden ist:

```
Status : not connected
Cycler: --
Block : --
User : --
```

B. Anzeige mit verbundenem Thermocycler:

```
Status: connected, COM 1
Cycler: TProfessional
Block : Gradient 96
User : AA
```

- |           |   |
|-----------|---|
| 1. Status | serielle Schnittstelle, über die der Thermocycler verbunden ist |
| 2. Cycler | Gerätetyp   |
| 3. Block  | Blocktyp  |
| 4. User   | eingeloggter Benutzer   |

Solange noch keine Thermocycler mit dem PC verbunden ist, erscheint in der Statusanzeige die Meldung „not connected“ (A.). Nachdem eine Verbindung hergestellt ist wechselt die Anzeige und es wird der gerade angesteuerte Cyclertyp angezeigt (B.).

### 4.3 Cycler View Fenster

Das Fenster „Cycler View“ gibt eine Statusmeldung der seriellen Anschlüsse:

C. Anzeige wenn kein Thermocycler angeschlossen ist:

```
COM 1 ☒ Save Detailed Logfile
Cycler:
Block: Status:
User: Remaining Time:
```

D. Anzeige mit angeschlossenem Thermocycler:

```
COM 1 ☒ Login ☐ Save Detailed Logfile
Cycler: TProfessional
Block: Gradient 96 Status: Block free
User: AA Remaining Time:
```

- |            |   |
|------------|---|
| 1. COM Nr. | Nummer des angesteuerten seriellen Anschlusses      |
| 2. Cycler  | Gerätetyp   |
| 3. Block   | Blocktyp  |
| 4. User    | eingeloggter Benutzer                               |
| 5. Status  | a) keine Anzeige<br>kein Thermocycler angeschlossen |


- |                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| b) Block free                   | Thermocycler nicht aktiv           |
| c) Block active, remote control | Thermocycler aktiv, Programm läuft |
| 6. Remaining Time               | Restlaufzeit eines Programms       |

## 5 Ansteuern von TProfessional Thermocyclern

### 5.1 Einrichtung serieller Schnittstellen

Nachdem Sie das Netzwerk eingerichtet und den TProfessional Manager erstmals gestartet haben, wird zunächst noch kein Thermocycler durch die Software angesteuert. Im Fenster „Cycler Manager“ erhalten Sie die Statusmeldung „not connected“ (siehe Abschnitt 4.2) und es erscheinen keine Einträge in der Statusanzeige der seriellen Ports (siehe Abschnitt 4.3, Abbildung C). Zur Ansteuerung von Thermocyclern durch den PC, muß erst die Belegung der seriellen Schnittstellen definiert werden.

Öffnen Sie im Menüfeld des TProfessional Managers das Menü [Setup]. Die TProfessional Manager Software startet daraufhin eine automatische Abfrage zu den zur Verfügung stehenden seriellen Schnittstellen. Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem die Belegung der seriellen Schnittstellen definiert werden kann. Es können nur COM-Ports ausgewählt werden, die am Computer installiert und im Windows™-System eingetragen sind, alle anderen erscheinen ausgegraut und können nicht ausgewählt werden:




**Hinweis:** In Abhängigkeit von der Konfiguration des Netzwerkes (siehe Abschnitt 3.3), werden bei der Installation durch den PC serielle Anschlüsse eingerichtet und automatisch mit Nummern versehen. Die TProfessional Manager Software unterstützt bis maximal 5 serielle Schnittstellen.

Wählen Sie die anzusteuern den seriellen Schnittstellen einzeln durch Aktivierung des jeweiligen Kontrollkästchens aus oder aktivieren Sie den Button <Select All> und drücken Sie [OK]. Für jede ausgewählte serielle Schnittstelle wird nun im Fenster „Cycler View“ eine Statusanzeige angezeigt. Es können maximal 5 serielle Schnittstellen ausgewählt werden:

<b>COM 1</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="Save Detailed Logfile"/>
Cycler:	Status:		
Block:	User:	Remaining Time:	
<hr/>			
<b>COM 2</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="Save Detailed Logfile"/>
Cycler:	Status:		
Block:	User:	Remaining Time:	
<hr/>			
<b>COM 4</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="Save Detailed Logfile"/>
Cycler:	Status:		
Block:	User:	Remaining Time:	

Sollten mehr als 5 serielle Schnittstellen ausgewählt worden sein, erscheint folgende Fehlermeldung:




Reduzieren Sie Ihre Auswahl auf maximal 5 Schnittstellen und drücken Sie [OK].

Die Einrichtung der seriellen Schnittstellen ist nur bei erstmaliger Inbetriebnahme des Netzwerkes oder bei Änderungen in der Konfiguration des Netzwerkes selbst notwendig. Der TProfessional Manager speichert die letzte Einstellung ab und übernimmt diese bei erneutem Start des Programms.


**Hinweis:** Sollten Sie folgende Meldung erhalten: „Cycler on COM Port number xx not available!“, lesen Sie bitte Abschnitt 7.3.

## 5.2 Verbindung zu TProfessional Thermocyclern herstellen

Drücken Sie die Schaltfläche [Connect/Disconnect] im Fenster „Cycler View“ des TProfessional Managers wenn Sie eine Verbindung der Steuerungssoftware mit den Thermocyclern herstellen wollen. Es öffnet sich das Fenster „Connect/Disconnect“:



Aktivieren Sie das jeweilige Kontrollkästchen <Connect> an dem seriellen Anschluß, den Sie ansteuern wollen oder wählen Sie alle zur Verfügung stehenden Anschlüssen durch Aktivierung des Kontrollkästchens <Select all>. Drücken Sie dann die Schaltfläche [Connect]. Das Fenster „Connect/Disconnect“ wird vom TProfessional Manager geschlossen und die verbundenen TProfessional Cyclers im Fenster „Cycler View“ angezeigt:



Das Feld für den gerade aktiv angesteuerten Thermocycler ist weiß hinterlegt. Außerdem erscheint neben dem Feld ein schwarzer Pfeil der nach links auf das benachbarte Fenster weist. Im Fenster „Cycler Manager“ wird die Statusanzeige des aktiv angesteuerten Cycler dargestellt:




**Hinweis:** Sollten Sie Schwierigkeiten beim Setup der seriellen Schnittstellen haben, finden Sie in Abschnitt 7.1 eine umfassende Beschreibung, wie Sie die Belegung der Schnittstellen am Computer überprüfen können.

**Hinweis:** Falls Sie eine Meldung mit Fehlercode 782 „Cycler antwortet nicht: Vorgang wiederholen (!782!)“ erhalten, lesen Sie bitte Abschnitt 7.2.

### 5.3 Verbindung zu TProfessional Thermocyclern trennen

Drücken Sie die Schaltfläche <Connect/Disconnect> im Fenster „Cycler View“ des TProfessional Managers, wenn Sie TProfessional Thermocycler von der Steuerungssoftware trennen wollen. Es öffnet sich das Fenster „Connect/Disconnect“. Angesteuerte Thermocycler werden vom TProfessional Manager automatisch erkannt.




Aktivieren Sie das jeweilige Kontrollkästchen <Disconnect> an dem seriellen Anschluß, den Sie trennen wollen oder wählen Sie alle zur Verfügung stehenden Anschlüssen durch Aktivierung des Kontrollkästchens <Select all>. Drücken Sie dann die Schaltfläche [Disconnect]. Das Fenster „Connect/Disconnect“ wird vom TProfessional Manager geschlossen und die Verbindungen getrennt.

## 6 Bedienung des TProfessional Managers

Die Bedienoberfläche im TProfessional Manager ist grundsätzlich genauso aufgebaut wie die auf dem Bildschirm der TProfessional Thermocycler. Bitte lesen Sie sich die entsprechenden Kapitel in den Handbüchern der TProfessional Thermocycler durch, wenn Sie grundsätzliche Fragen zur Bedienung der Software haben. Nachfolgend ist erläutert, in welchen Punkten sich die Bedienoberfläche im TProfessional Manager von der Anzeige auf dem Gerät unterscheidet bzw. um welche Funktionen die Software erweitert ist.

### 6.1 Startfenster


Nach dem Start des TProfessional Managers erscheint im Fenster „Cycler View“ folgender Begrüßungsbildschirm:



Solange kein TProfessional Thermocycler mit dem Programm angesteuert wird, sind die Menüpunkte [Login/out], [System] und [Block] nicht aktiv und können nicht angeklickt werden. Sie können aber auf dem PC abgespeicherte Programme öffnen (siehe Abschnitt 6.1.1) oder neue Programme anlegen und auf dem PC abspeichern (siehe Abschnitt 6.1.2).

#### 6.1.1 Programm auf dem PC öffnen

Um ein bereits auf dem PC vorhandenes Programm zu öffnen klicken Sie im Startfenster des TProfessional Managers (siehe Abschnitt 6.1) auf [Open PC directory]. Es erscheint das Fenster „Öffnen“:



Wählen Sie das zu editierende Programm aus dem Ordner PROGRAMMS und klicken Sie auf [Öffnen]. In der Bedienoberfläche des TProfessional Managers wird das geöffnete Programm angezeigt:

Login/Out	System	Block	Program
<b>Edit program 00 test</b>			
Block type: <b>Gradient 96</b> Preheat Lid: ON 99 °C			
06 Steps	°C	m:s	goto loops
1	94.0	05:00	-- --
2	94.0	02:00	-- --
35x 3	55.0	00:30	-- --
4	72.0	00:30	2 34
5	72.0	05:00	-- --
6	16.0	Pause	-- --
► Options			
Block Type	Gradient	Graph	Save Save As
▲	▲	▲	▲

**Hinweis:** Die TProfessional Manager Software legt für jeden einzelnen Benutzer, der sich an Windows™ anmeldet, in seinem persönlichen Verzeichnis einen eigenen Ordner PROGRAMMS an. In dem Ordner sehen Sie daher nur die Programme, die von dem unter Windows™ angemeldeten Benutzer angelegt wurden.


### 6.1.2 Neues Programm anlegen

Klicken sie im Startfenster des TProfessional Managers (siehe Abschnitt 6.1) auf [New Program], um ein neues Programm anzulegen. Geben Sie ein Programm ein. Zum Speichern des Programms wählen Sie den Punkt [Save/Save As] im Bedienfeld des TProfessional Managers:



Login/Out		System		Block		Program	
<b>Edit program 00 test</b>							
Block type: Gradient 96    Preheat Lid: ON    99 °C							
06 Steps	°C	m:s	goto	loops			
1	94.0	05:00	--	--	Options		
2	94.0	02:00	--	--			
35x 3	55.0	00:30	--	--			
4	72.0	00:30	2	34			
5	72.0	05:00	--	--			
6	16.0	Pause	--	--			
Insert/Delete Step		Gradient		Graph		Save Save As	
▲		▲		▲		▲	

Es öffnet sich das Fenster „Speichern unter“. Geben Sie unter[Dateiname] einen Namen für das Programm ein. Speichern Sie das Programm durch Drücken der Schaltfläche [Speichern].



**Hinweis:** Der TProfessional Manager speichert das neu angelegte Programm Ihrem persönlichen Windows™-Ordner [Programs] mit der Dateiendung \*.tcp (Thermocycler Program File) ab.

## 6.2 Log-in Menü

Nach dem Verbinden von TProfessional Thermocyclern (siehe Abschnitt 5.2) mit dem PC ändert sich das Startfenster und die Verzeichnisstruktur des geraden angesteuerten TProfessional Thermocyclers wird in der Bedienoberfläche des TProfessional Managers angezeigt. Außerdem werden die Menüpunkte [Login/out], [Setup] und [Block] aktiviert und lassen sich anklicken.


Wählen Sie einen Anwender aus der Liste und klicken Sie auf [Log in] um sich anzumelden. Zur Anmeldung als Supervisor klicken Sie auf [Supervisor Log in]

LogIn/Out	System	Block	Program
<b>To log-in select user or enter first letter:</b>			
			<b>AA</b>
AA	Aa		
AB	Ab		
PP	Service		
Log out	Supervisor Log in		<b>Log in</b>
▲	▲	▲	▲

Geben Sie im folgenden Fenster die PIN ein und bestätigen Sie mit [PIN-code OK]:

LogIn/Out	System	Block	Program
<b>Enter 7 digit PIN code for: UG Uolker</b>			
<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>			
<p><b>Remember to log-out when this cyclor is no longer under your supervision!</b></p>			
			<b>PIN-code OK</b>


Es erscheint der Hinweis, dass Sie im Fenster „Cycler View“ definieren können, an welchen angeschlossenen TProfessional Thermocyclern Sie sich einloggen wollen:



Durch Aktivieren/Deaktivieren des Kontrollkästchens [Login] legen Sie fest, an welchen Thermocyclern Sie sich einloggen wollen. Standardmäßig sind beim Start des Programms die Kontrollkästchen aller zur Verfügung stehender TProfessional Thermocycler aktiviert:

Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken von [OK] im Fenster „Cycler Manager“.

**Hinweis:** Bei Eingabe eines falschen Pincodes erscheint die Meldung *Access denied, incorrect Pin* im „Cycler Manager“ Fenster und *Incorrect PIN!* in der Statuszeile des Thermocyclers im „Cycler View“ Fenster:




### 6.3 Starten von Programmen

Wählen Sie ein zu startendes Programm aus und drücken Sie auf die Schaltfläche [Start] im „Cycler Manager“ Fenster:



In der Bedienoberfläche erscheint folgende Meldung:



Wählen Sie im Fenster „Cycler Manager“ die Thermocycler aus, auf denen das Programm gestartet werden soll. Durch Aktivieren/Deaktivieren des Kontrollkästchens [Start] legen Sie fest, auf welchen Thermocyclern Sie das Programm starten wollen:




Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken von [OK] im Fenster „Cycler Manager“.

**Hinweis:** Wenn ein Programm vom PC aus auf Geräten gestartet wird und es in dem entsprechenden Startverzeichnis auf dem Thermocycler noch nicht existiert, wird es auf die Speicherstelle des Quellverzeichnisses des zu startenden Programms gespeichert. Das hier gespeicherte Programm wird überschrieben. Stellen Sie daher unbedingt sicher, dass beim Start von Programmen vom PC aus keine auf dem Thermocycler befindlichen, noch benötigten Programme überschrieben werden. Speichern Sie das zu startende Programm am besten vorher auf einem freien Speicherplatz auf den Thermocyclern ab.

**Hinweis:** Wird ein Programm auf mehreren verschiedenen Thermocyclern gestartet, wird es, falls notwendig, an den entsprechenden Block/Cyclertyp angepasst.

### 6.3.1 Aufzeichnen von detaillierten Logfiles

Der TProfessional Manager bietet die Möglichkeit zur Aufzeichnung von detaillierten Temperaturdaten eines Programmablaufs. Dabei werden zusätzliche Temperaturprofile abgespeichert, die jede Sekunde im Thermoblock ermittelt werden. Aktivieren Sie im Fenster „Cycler View“ für jeden Thermocycler, auf dem das Programm laufen und ein detaillierter Logfile aufgezeichnet werden soll, das Kontrollkästchen [Save Detailed Logfile]:



Starten Sie das Programm (siehe Abschnitt 6.3)


**Hinweis:** Zur Auswertung von detaillierten Logfiles können Sie die Datei Temperature\_profile.xls (siehe Abschnitt 9) verwenden, insofern Sie diese während der Installation auf den Computer kopiert haben (siehe Abschnitt 3.4).

## 6.4 Beenden von Programmen


Drücken Sie auf die Schaltfläche [Stop] im „Cycler Manager“ Fenster:




In der Bedienoberfläche erscheint folgende Meldung:



Bei der Ansteuerung mehrerer Thermocycler erscheint der Hinweis, dass Sie im Fenster „Cycler View“ definieren können, auf welchen TProfessional Thermocyclern Sie das Programm stoppen wollen:



Wählen Sie im Fenster „Cycler Manager“ die Thermocycler aus, auf denen das Programm gestoppt werden soll. Durch Aktivieren/Deaktivieren des Kontrollkästchens [Stop] legen Sie fest, auf welchen Thermocyclern Sie das laufende Programm stoppen wollen:




Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken von [OK] im Fenster „Cycler Manager“.

## 6.5 Speichern von Programmen


Erstellte oder geänderte Programme können entweder auf dem PC oder auf den TProfessional Thermocyclern gespeichert werden.

### 6.5.1 Speichern von Programmen auf dem PC

Klicken Sie [Auf PC speichern] an.




Es öffnet sich das Dialogfeld „Speichern unter“:




Tragen Sie unter dem Eingabefeld Dateiname einen Namen für das Programm ein. Klicken Sie auf [Speichern].

### 6.5.2 Speichern von Programmen auf Thermocyclern

Klicken Sie [Auf Cycler speichern] an.



Es erscheint der Hinweis, dass Sie im Fenster „Cycler View“ definieren können, auf welchen TProfessional Thermocyclern Sie das Programm abspeichern wollen:



Aktivieren/Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen [Save] und legen Sie damit fest, auf welchen Thermocyclern Sie das Programm speichern wollen. Standardmäßig sind die Kontrollkästchen aller zur Verfügung stehender TProfessional Thermocycler aktiviert.

Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken von [OK] im Fenster „Cycler Manager“.

**Hinweis:** Wenn ein Programm vom PC aus auf Geräten gespeichert wird, werden an entsprechender Stelle vorhandene Programme überschrieben. Stellen Sie daher unbedingt sicher, dass beim Speichern von Programmen vom PC aus keine auf dem Thermocycler befindlichen, noch benötigten Programme überschrieben werden.

**Hinweis:** Wird ein Programm auf mehreren verschiedenen Thermocyclern gespeichert, wird es, falls notwendig, an den entsprechenden Block/Cyclertyp angepasst.


## 6.6 Öffnen von Verzeichnissen

Mit der TProfessional Manager Software können Sie auf dem PC oder auf den TProfessional Thermocyclern gespeicherte Verzeichnisse öffnen.


### 6.6.1 Öffnen des PC Verzeichnisses

Klicken Sie auf [Program] im Menü der TProfessional Manager Bedienoberfläche. Um Ihr persönliches Programmverzeichnis auf dem PC zu öffnen, klicken Sie auf [Verz. PC öffnen]:






Es erscheint das Fenster „Öffnen“:



Wählen Sie das zu öffnende Programm aus dem Ordner PROGRAMMS und klicken Sie auf [Öffnen].


### 6.6.2 Öffnen eines Verzeichnisses auf einem TProfessional Thermocycler

Wählen Sie im Fenster „Cycler View“ den TProfessional Thermocycler aus, auf dessen Verzeichnisse Sie zurückgreifen wollen. Das Feld für den jeweils aktiv angesteuerten Thermocycler erscheint weiß hinterlegt:



**Hinweis:** Sie können nur auf Verzeichnisse auf Thermocyclern zurückgreifen, die mit dem Computer verbunden sind und aktiv angesteuert werden.

Klicken Sie [Program] in der Menüleiste der TProfessional Manager Bedienoberfläche an. Um das Programmverzeichnis auf einem Thermocycler zu öffnen, klicken sie auf [Verzeichnis Cycler öffnen]:



## 6.7 Kopieren von Verzeichnissen

Mit der TProfessional Manager Software können Sie auf dem PC oder auf den TProfessional Thermocyclern gespeicherte Benutzerverzeichnisse wechselseitig kopieren.


### 6.7.1 Kopieren von Verzeichnissen von einem Thermocycler auf den PC

Wählen Sie im Fenster „Cycler View“ den TProfessional Thermocycler aus, dessen Verzeichnisse Sie zurückgreifen wollen. Das Feld für den jeweils aktiv angesteuerten Thermocycler erscheint weiß hinterlegt:




**Hinweis:** Sie können nur Verzeichnisse von Thermocyclern auf den Computer kopieren, die mit dem Computer verbunden sind und aktiv angesteuert werden.


Klicken Sie auf [System] im Menü der TProfessional Bedienoberfläche. Wählen Sie unter Menüpunkt 1 [User Konfiguration] den Punkt 1.3. [Verzeichnis von Cycler auf PC kopieren] an. Klicken Sie [Auswahl] an.



Wählen Sie das zu kopierende Verzeichnis aus und klicken Sie auf [kopiere Verzeichnis]





Das ausgewählte Verzeichnis wird vom TProfessional Manager in einem vorgegebenen Format in den nicht veränderbaren Ordner „Directory“ auf den PC kopiert. Nach erfolgreicher Übertragung des Verzeichnisses auf den Computer erscheint folgender Hinweis:



### 6.7.2 Kopieren von Verzeichnissen vom PC auf Thermocycler


Klicken Sie auf [System] im Menü der TProfessional Bedienoberfläche. Wählen Sie Menüpunkt 1.4. [Verzeichnis von PC auf Cycler kopieren] an. Klicken Sie [Auswahl] an.

Login/Out	System	Block	Program
<b>1 Systemkonfiguration User: Menüpunkt wählen</b>			
<b>1 1 Sprache wählen</b>			
<b>1 2 PIN ändern</b>			
<b>1 3 Verzeichnis von Cycler auf PC kopieren</b> 			
<b>1 4 Verzeichnis von PC auf Cycler kopieren</b> 			
<b>1 5 Verzeichnis leeren</b> (Alle Programme im User Verzeichnis werden gelöscht!)			
		Übersicht	Auswahl
▲	▲	▲	▲

Klicken Sie im nächsten Fenster [Verzeichnis kopieren] an.

Login/Out	System	Block	Program
<b>1 4 Verzeichnis von PC auf Cycler kopieren</b>			
<p>Verzeichnis kopieren' drücken, Datei auswählen die mit '1 3 Verzeichnis von Cycler auf PC kopieren' <b>erstellt wurde.</b></p> <p>Das Verzeichnis AA wird zuerst gelöscht und dann mit der ausgewählten Datei überschrieben.</p> <p>(Schreibrecht nur im persönliche Verzeichnis)</p>			
		Übersicht	Verzeichnis kopieren
▲	▲	▲	▲

Es öffnet sich ein Fenster mit einer Auswahl der auf dem PC zur Verfügung stehenden Verzeichnisse des eingeloggten PC-Benutzers. Wählen Sie das zu kopierende Verzeichnis an und bestätigen Sie durch Drücken von [Öffnen]. Es erfolgt ein Kopieren der Programme des ausgewählten Verzeichnisses vom PC in das Verzeichnis des aktuell am jeweiligen Thermocycler angemeldeten Users. Dabei werden die vorhandenen Programme des aktuell am Thermocycler angemeldeten Users zunächst gelöscht und mit den Programmen des auf dem PC ausgewählten Verzeichnisses überschrieben.




**Hinweis:** Wie auf den Thermocyclern kann der angemeldete User nur sein eigenes Verzeichniss und dessen Programme editieren, kopieren und löschen. Userfremde Verzeichnisse und Programme können eingesehen und auch kopiert werden, jedoch nicht verändert oder gelöscht werden. Somit wird beim Kopieren von Programmen und Verzeichnissen immer nur das Verzeichniseditiert, dessen User aktuell am jeweiligen Thermocycler angemeldet ist, Fremdverzeichnisse werden nicht veränert.

**Hinweis:** Wird ein Verzeichnis auf mehreren verschiedenen Thermocyclern gespeichert, werden die Programme, falls notwendig, an den entsprechenden Block/Cyclertyp angepasst.


## 6.8 Erstellen eines Service Info Files

Service Info Files sind Informationsdateien, die per Email an den Biometra Service geschickt werden können. Dadurch ist in gewissen Umfang eine erweiterte Ferndiagnose bei Problemen möglich.

Zum Erstellen eines Service Infopakets wählen Sie im Menü der TProfessional Bedienoberfläche den Punkt [System] an. Wählen Sie unter Menüpunkt 4 [Service] den Punkt 4.4. [Service Info File erstellen] an:




In der Bedienoberfläche des TProfessional Managers erscheint folgende Meldung:



Wählen Sie im Fenster „Cycler View“ den TProfessional Thermocycler aus, für den Sie ein Service Infopakett erstellen wollen durch Aktivierung des Kontrollkästchens [SINF]:



Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Klicken von [OK] in der Bedienoberfläche des TProfessional Managers. Es öffnet sich das Fenster „Speichern unter“. Vergeben Sie unter [Dateiname] einen Namen für die zu speichernde Datei und bestätigen Sie Ihre Eingabe durch Drücken auf [Speichern].



Schicken Sie die Datei an die Biometra Serviceabteilung ([service@biometra.de](mailto:service@biometra.de)). Die Datei ist unter dem Pfad <Eigene Dateien/TProfManager/Service/> gespeichert.

## 6.9 Spracheinstellung

Zum Einstellen der Systemsprache wählen Sie im Menü der TProfessional Bedienoberfläche den Punkt [System] an. Wählen Sie unter Menüpunkt 1 [User Konfiguration] den Punkt 1.1. [Sprache wählen] an. Sie haben die Möglichkeit zwischen Englisch und Deutsch zu wählen.

**Hinweis:** Es ändert sich nur die Sprachausgabe der Programmieroberfläche (siehe auch Abschnitt 4). Menüs und sonstige Bestandteile der Software erscheinen weiterhin auf Englisch. Die Sprachausgabe der Thermocycler muß separat an den Geräten eingestellt werden.

## 6.10 Supervisor System Menü

Dem Supervisor steht ein eigenes System Menü mit besonderen Funktionen zur Verfügung:

Login/Out	System	Block	Program
System configuration Supervisor: topic list			
1 Change user PIN			
2 Change SUP PIN			
3 Create image on PC			
4 Send image to cycler			
			Select
▲	▲	▲	▲

### 6.10.1 User PIN ändern

Der Supervisor kann die PIN jedes Benutzerverzeichnisses auf den Thermocyclern verändern. Wählen Sie dazu das Verzeichnis des betreffenden Benutzers aus der Auswahlliste aus und drücken Sie [Select User]:

Login/Out	System	Block	Program						
SUP Change user PIN: select user									
<table> <tr> <td>AA</td> <td>Aa</td> </tr> <tr> <td>AB</td> <td>Ab</td> </tr> <tr> <td>PP</td> <td>Service</td> </tr> </table>				AA	Aa	AB	Ab	PP	Service
AA	Aa								
AB	Ab								
PP	Service								
		Overview	Select User						
▲	▲	▲	▲						

Geben Sie eine neue PIN ein und bestätigen Sie mit [PIN OK]:



LogIn/Out	System	Block	Program
<b>SUP Change user PIN</b>			
Aa		AA	
Enter new PIN:		*****	
Repeat PIN:		*****	
		Overview	<b>PIN OK</b>
▲	▲	▲	▲

Wählen Sie im Fenster „Cycler View“ die TProfessional Thermocycler aus, für die Sie die PIN des Benutzerverzeichnisses ändern wollen, durch Aktivierung des Kontrollkästchens [Change PIN]:

<b>COM 1</b>	→ <input checked="" type="checkbox"/> Change PIN	<input type="checkbox"/> Save Detailed Logfile
<b>Cycler:</b> TProfessional		
<b>Block:</b> Gradient 60	<b>Status:</b> Block free	
<b>User:</b> SUP	<b>Remaining Time:</b>	

### 6.10.2 Supervisor PIN ändern

Geben Sie Ihre aktuelle PIN ein (werksseitig ist die PIN für den Supervisor auf 0000000 eingestellt), geben Sie Ihre neue PIN ein und wiederholen Sie die Eingabe.

LogIn/Out	System	Block	Program
<b>SUP Change SUP PIN</b>			
<b>SUP</b>			
!!!Attention: Forgotten SUP-PIN can only be changed by Biometra-Service in Germany!!!			
Enter current PIN:		[REDACTED]	
Enter new PIN:		_____	
Repeat PIN:		_____	
		Overview	<b>PIN OK</b>
▲	▲	▲	▲

Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit [PIN OK] im „Cycler Manager“ Fenster.

Wählen Sie im Fenster „Cycler View“ die TProfessional Thermocycler aus, für die Sie die PIN des Supervisorverzeichnisses ändern wollen, durch Aktivierung des Kontrollkästchens [Change PIN]:

COM 1  
 Cycler: TProfessional  
 Block: Gradient 60  
 User: SUP  
 Status: Block free  
 Remaining Time:

**Hinweis:** Bitte notieren Sie sich die Supervisor PIN und bewahren Sie den Zettel an einem sicheren Ort auf. **Bei vergessener Supervisor PIN kann diese nur durch den Service von Biometra zurückgesetzt werden und erfordert die Einsendung des Gerätes.**

### 6.10.3 Image File erstellen

Mit dieser Funktion läßt sich die gesamte Ordnerstruktur eines TProfessional Thermocyclers kopieren. Alle Benutzerverzeichnisse und die darin enthaltenen Programme werden in einer Datei auf dem PC gespeichert.

Wählen Sie im Fenster „Cycler View“ den TProfessional Thermocycler aus, für den sie ein Image File erstellen wollen. Das Feld für den jeweils aktiv angesteuerten Thermocycler erscheint weiß hinterlegt:

COM 3  
 Cycler: TProfessional Basic Gradient  
 Block: Grad 96 Basic  
 User: AA  
 Status: Block free  
 Remaining Time:

**Hinweis:** Sie können Image Files für Thermocyclern erstellen, die mit dem Computer verbunden sind und aktiv angesteuert werden.

3 Create image on PC

Press softkey 'Create image',  
 to create an memory image file on PC.  
 All userdirectories and programs will be copied.

Filename is: Image\_Serialno.Cycler\_DateTime.img

Overview Create image

Bestätigen Sie das Erstellen eines Image Files durch Drücken von „Create image“. Die Datei wird in einem festgelegten Ordner auf dem PC abgespeichert. Die Image Files werden mit Datum und Uhrzeit ihrer Erstellung versehen abgespeichert.

#### 6.10.4 Image auf Cycler schreiben

Mit der Funktion können Benutzerverzeichnisse und Programme auf einen TProfessional Thermocycler überspielt werden. Voraussetzung dafür ist ein zuvor erstelltes Image-File (Abschnitt 6.10.3). **Alle zuvor auf dem Thermocycler angelegten User und Verzeichnisse werden dabei gelöscht.**


Wählen Sie im Fenster „Cycler View“ den TProfessional Thermocycler aus, auf den sie ein Image File überspielen wollen. Das Feld für den jeweils aktiv angesteuerten Thermocycler erscheint weiß hinterlegt:

◀	<b>COM 3</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Save Detailed Logfile
	Cycler: TProfessional Basic Gradient		
	Block: Grad 96 Basic	Status: Block free	
	User: AA	Remaining Time:	

**Hinweis:** Sie können Image Files auf Thermocycler aufspielen, die mit dem Computer verbunden sind und aktiv angesteuert werden und auf denen Sie als Supervisor angemeldet sind (siehe Abschnitt 6.2).

LogIn/Out	System	Block	Program
<b>4 Send image to cycler</b>			
Press softkey 'Select File to send', to select an image file.  Existing user and programs will be overwritten with selected image-file!  After restart cycler, programs will be adapted to cyclertype if necessary.			
		Overview	Select File to send
▲	▲	▲	▲

Klicken Sie im nächsten Fenster auf „Select File to send“. Es erscheint das Fenster „Öffnen“:



Wählen Sie aus der Auswahlliste das zu überspielende Image aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken von „Öffnen“. Das Image File wird auf den ausgewählten TProfessional Thermocycler überspielt.

**Hinweis:** Bei der Übertragung eines Image-Files wird zunächst der gesamte Speicherinhalt des Thermocyclers gelöscht und dann die Daten aus dem Image File übertragen.

**Hinweis:** Die Programme werden, falls notwendig, an den entsprechenden Cyclertyp angepaßt. Zum Beispiel werden unter Umständen die Heiz- und Kühlraten angepaßt, wenn Sie Protokolle von einem TProfessional oder TProfessional Standard Thermocycler auf einen TProfessional Basic überspielen. Entsprechend werden Protokolle mit Gradientenfunktion angepaßt, wenn diese auf einen TProfessional Thermocycler ohne Gradientenfunktion überspielt werden. Dabei wird in der Regel die Mitteltemperatur des Gradienten im Protokoll eingetragen. Bitte überprüfen Sie gegebenenfalls die überspielten Protokolle und passen Sie diese nach Ihren Vorstellungen an.

## 7 Fehlerbehebung


### 7.1 Belegung der seriellen Schnittstellen am Computer auslesen

Die meisten Computer haben einen seriellen Port als Ausgang, dem die Nummer 1 zugeordnet ist. Je nach Computer kommt eine verschieden große Anzahl an echten oder reservierten seriellen Ports hinzu, die nach COM Port 1 eingetragen sind. Bei der Installation einer internen PCI Schnittstellenkarte oder eines externen seriellen Hubs (Abschnitt 3.3), werden die neu installierten seriellen Schnittstellen vom Computer automatisch numeriert. Je nach Anzahl der vom Computer bereits belegten seriellen Schnittstellen, werden die neu hinzugefügten seriellen Schnittstellen mit den nächstfolgenden freien Nummern vom System eingetragen.


**Hinweis:** Bei Anschluß von seriellen Adaptern über USB werden die hinzugefügten Schnittstellen an jedem USB Anschluss durch die Windows™ Plug&Play Funktion als neu erkannt und erneut nummeriert. Bei mehrfachem Wechsel des USB Anschlusses werden den seriellen Schnittstellen daher Nummerierungen > 16 zugewiesen und können nicht mehr durch die TProfessional Manager Software angesteuert werden. Schliessen Sie den Adapter an der USB Schnittstelle an, die Sie zuerst verwendet haben.

Die Nummerierung der seriellen Schnittstellen ist zwischen verschiedenen Computern und verschiedenen USB-Ports unterschiedlich. Das Setup Menü der TProfessional Manager Software bietet Ihnen eine erste Hilfe bei der Auswahl der passenden Schnittstellen indem nur aktive COM-Ports angewählt werden können (siehe Abschnitt 5.1). Nicht belegte Schnittstellen erscheinen grau und können nicht ausgewählt werden.

Um in Erfahrung zu bringen, welche seriellen Schnittstellen für die Ansteuerung von TProfessional Thermocyclern geeignet sind, rufen Sie Windows™-Startmenü unter <Einstellungen> den Punkt <Systemsteuerung> auf. Öffnen Sie den Menüpunkt <System>. Es öffnet sich das Fenster „Systemeigenschaften“:



Aktivieren Sie die Registerkarte <Hardware> und klicken Sie auf den Button <Geräte-Manager>. Es öffnet sich das Fenster „Geräte-Manager“. Unter dem Punkt <Anschlüsse COM und LPT> erhalten Sie eine Liste mit den im System eingetragenen seriellen Schnittstellen:



Wählen Sie einzelne Schnittstellen durch Doppelklicken aus und lassen sich sich die detaillierte Beschreibung anzeigen:




Bei Verwendung eines externen seriellen Hubs werden die nutzbaren Schnittstellen beispielweise als „USB-to-Serial Comm Port“ eingetragen und als USB-Serial Controller beschrieben. Notieren Sie sich die Nummern der eingetragenen seriellen Schnittstellen und aktivieren Sie die entsprechenden Ports im Setup des TProfessional Managers (Abschnitt 5.1).

**Hinweis:** Beachten Sie, dass die TProfessional Manager Software nur bis COM-Port 16 ansteuern kann.

## 7.2 Fehlercode 782


Unter Umständen erhalten Sie, während Sie TProfessional Thermocycler mit dem PC verbinden wollen, eine Meldung mit Fehlercode 782: „Cycler antwortet nicht: Vorgang wiederholen (!782!)“:



Die Meldung wird erzeugt, wenn die serielle Kommunikation zu einem oder mehreren Thermocyclern nicht hergestellt werden kann. Ursache dafür ist, dass, nachdem im „Cycler View“ Fenster [Connect] gedrückt wurde (siehe auch Abschnitt 5.2), während des Versuchs des Verbindungsaufbaus mindestens ein Thermocycler den Selbsttest nach dem Einschalten noch vollständig durchlaufen hat und noch nicht den Startbildschirm anzeigt. Der TProfessional Manager befindet sich dann in einer internen Schleife und wartet auf ein serielles Signal vom Thermocycler. Das Programm reagiert dann für 2 Minuten nicht auf Benutzereingaben. Lassen Sie den/die Thermocycler eingeschaltet und beenden Sie nicht das Programm. Warten Sie 2 Minuten und starten Sie den Verbindungsaufbau erneut durch Drücken von [Connect] (siehe auch Abschnitt 5.2).

## 7.3 Meldung: „Cycler on COM Port not available!“

Wenn eine serielle Schnittstelle ausgewählt ist, die zwar am Computer installiert und unter Windows™ eingetragen ist, an der aber kein TProfessional Thermocycler angeschlossen ist (oder wenn der Thermocycler nicht eingeschaltet bzw. noch nicht bereit ist), erhalten sie folgende Fehlermeldung:



Notieren Sie sich alle COM-Port Nummern, für die Sie die Fehlermeldung erhalten haben. Stellen Sie sicher, dass alle TProfessional Thermocycler eingeschaltet sind und das Check-up nach dem Einschalten durchlaufen haben. Inaktivieren Sie im Menü [Setup] (siehe auch

Abschnitt 5.1) alle seriellen Schnittstellen, für die Sie eine Fehlermeldung erhalten haben und stellen Sie erneut eine Verbindung durch Drücken von [Connect] im Fenster „Connect/Disconnect“ des Cyclor Viewers zu den verbliebenen seriellen Ports her. Ihr neues Netzwerk ist nun eingerichtet und alle Thermocycler können angesteuert werden.




## 8 Biometra Shared Ordner

Seit Januar 2009 werden alle TProfessional Thermocycler mit vorinstallierten Protokollen ausgeliefert. Diese befinden sich im Ordner Biometra Shared. Wenn Sie die Protokollvorlagen nachträglich auf TProfessional Thermocycler aufspielen wollen, die vor dem genannten Datum ausgeliefert wurden, können Sie dazu die TProfessional Manager Software nutzen. Sie können entweder den gesamten Ordner aufspielen oder ausgesuchte Programme, insofern Sie während der Installation der TProfessional Manager Software die Verzeichnisse bzw. Programme des Biometra Shared Ordners installiert haben (siehe Abschnitt 3.4).

### 8.1 Aufspielen des gesamten Ordners mit allen Programmen

Legen Sie ein neues Benutzerverzeichnis names „Biometra Shared“ auf dem Thermocycler an und loggen Sie sich als „Biometra Shared“ Nutzer am Gerät ein. Überspielen Sie Daten mittels der Funktion „Verzeichnis von PC auf Cycler kopieren“ auf das Gerät (siehe Abschnitt 6.7.2).

**Hinweis:** Der Standard Installationsordner für die Biometra Shared Verzeichnisse lautet: C:\Programme\Biometra\TProfessionalManager\BiometraShared\Directories. Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie das für das jeweilige Gerät passende Verzeichnis ausgewählt haben:



- a) TProfessional Basic: „directory\_Basic\_20081209.dix“
- b) TProfessional Basic Gradient: “directory\_Basic-Gradient\_20081209.dix”
- c) TProfessional & TProfessional Standard: “directory\_Standard-60-96-384\_20081209.dix”
- d) TProfessional & TProfessional Standard Gradient 60:  
“directory\_Standard\_Grad\_60\_20081209.dix”
- e) TProfessional & TProfessional Standard Gradient 96:  
“directory\_Standard\_Gradient96\_TProfessional\_20081209.dix”

**Hinweis:** Es erfolgt ein Kopieren der Programme des ausgewählten Verzeichnisses vom PC in das Verzeichnis des aktuell am jeweiligen Thermocycler angemeldeten Users. Dabei werden die vorhandenen Programme zunächst gelöscht und mit den Programmen des auf dem PC

ausgewählten Verzeichnisses überschrieben. Achten Sie daher unbedingt darauf, dass Sie nicht als Benutzer eines Verzeichnisses am Thermocycler eingeloggt sind, dessen Daten nicht überschrieben werden sollen!

## 8.2 Aufspielen ausgewählter Programme

Melden Sie sich als Benutzer am Thermocycler an, in dessen Verzeichnis die Programme kopiert werden sollen. Öffnen Sie das PC Verzeichnis, in dem die einzelnen Programme installiert sind. Der Standard Installationspfad lautet: C:\Programme\Biometra\TProfessionalManager\BiometraShared\Programs\. Wählen Sie auf dem PC das für das jeweilige Gerät passende Verzeichnis aus (siehe Abschnitt 8.1), suchen Sie nach dem passenden Programm und öffnen Sie dieses. Klicken Sie „Speichern/unter“, wählen Sie einen Speicherplatz und klicken Sie anschließend auf „Auf Cycler speichern“. Wiederholen Sie den Vorgang für jedes einzelne Programm.

## 9 Auswertung von detaillierten Logfiles

Zur Microsoft™ Excel-basierten Auswertung von detaillierten Logfiles muss die Datei „Temperature\_profile.xls“ auf dem Computer installiert sein (siehe Abschnitt 3.4). Die Datei erlaubt das Auslesen und die graphische Darstellung von Temperaturdaten aus detailed Logfiles.

Öffnen Sie die Excel-Datei „Temperature\_profile.xls“.

**Hinweis:** Die Datei wird während der Installation im Ordner C:\Programme\Biometra\TPProfessionalManager\ installiert, es sei denn, Sie haben während des Setups einen anderen Installationsort angegeben (siehe Abschnitt 3.4).


[illegible]

Um ein detailliertes Logfile zu öffnen, klicken Sie auf „open Logfile“ und wählen Sie die zu öffnende Datei.

**Hinweis:** Detaillierte Logfiles werden durch den Computer benutzerspezifisch gespeichert. Die Dateien werden unter den „Eigenen Dateien“ des Benutzers abgelegt, der unter Windows™ angemeldet ist. Die Dateien befinden sich in folgendem Ordner: Eigene Dateien\BIOMETRA\TProfManager\LOGFILES\DETAILED\_LOGFILES

Die Excel Datei gliedert sich in drei Tabellenblätter:

- a) Logfile-Data
  - b) Temperature-Data
  - c) Temperature-Curve
- a) Das Blatt „Logfile Data“ zeigt Logfile-Daten, während des Laufs aufgezeichnete Nachrichten und das verwendete PCR-Programm an:



Open  
Logfile

Detail\_Logfile\_2908141\_AA\_1\_20080926\_11h39m.txt

biometra

Part of GE Healthcare

Clear

Run-Logfile

Printing Time and Date:

11:40

26.09.08

Run-Logfile of Program:

AA.01 testlogfile

Log Time and Date:

11:44

26.09.08

Start-/End Time Program:

11:44 - 11:44

26.09.08

User:

AA Pc-User

Cyclertype:

TProfessional Standard

Company:

Biometra

Serial No.:

2908141

Software-Version:

0330 - 1.30 - 1.30 - 1.20tpr

Blocktype:

96 well

Block Serial No.:

20081868

Block No.:

1

Messages

Time

Date

Message

11:44

26.09.08

772 Program on block 1 manually stopped

Temperature-Program

View program:

AA.01 testlogfile

(26.09.08)

Blocktype:

96 well

Preheat Lid:

ON 99 °C

Steps:

30

Step

°C

m:s

Goto

Loops

T°C

t(s)

°C/s

01

25.0

00:05

00

00

0.0

00:00

5.0

02

33.4

00:05

00

00

0.0

00:00

5.0

03

86.0

00:05

00

00

0.0

00:00

5.0

04

86.0

00:05

00

00


0.0

00:00

5.0

b) Im Tabellenblatt „Temperature Data“ sind die programmierte Zieltemperatur, die Blocktemperatur und die Deckeltemperatur sekundlich gemessen aufgezeichnet.

c) Im Blatt „Temperature Curve“ werden die Temperaturdaten graphisch aufgearbeitet dargestellt:



Über die Funktion „Zoom“ lässt sich die Darstellung der Temperaturkurven benutzerspezifisch anpassen. Klicken Sie auf „Zoom“. Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie die durch Veränderung entsprechender Parameter die Anzeige optimieren können:

Zoom

Min Temperature (°C)

-10

Max Temperature (°C)

120

Major Unit(°C)

10

☒ Show Lines

Minor Unit(°C)

2

☒ Show Lines

☐ Automatically Set Time Scale

Min Time (hh:mm:ss)

00:00:00

Max Time (hh:mm:ss)

00:00:01

Major Unit (hh:mm:ss)

00:00:00

☒ Show Lines

Minor Unit (hh:mm:ss)

00:00:00

☐ Show Lines

Cancel

OK

## 10 Stichwortverzeichnis

- Bedienoberfläche 6
- Biometra Shared Ordner 41
- Configuration Menü 7
- Cycler Manager 8
- Detaillierte Logfiles 20, 42
- Fehlerbehebung 36
  - Cycler on COM Port not available! 39
  - Fehlercode 782 39
- Fehlercode 782 39
- File Menü 7
- Help Menü 8
- Image File 34
- Inhaltsverzeichnis 2
- Installation 5
- Log-in 17
- Menü Setup 11
- Netzwerk
  - einrichten 4, 5, 11
- PIN-Code 33
- Programm
  - beenden 21
  - erstellen 16
  - öffnen 15
  - speichern 22
  - start 19
- Serielle Schnittstellen 36
  - festlegen 11
- Service Info File
  - erstellen 29
- Setup Menü 7
- Start 19
- Startfenster 15
- Stop 21
- Supervisor 31
- Verbindung
  - herstellen 12
  - trennen 14
- Verzeichnis
  - kopieren 26
  - öffnen 24
- View Menü 8